

SUNSTAR

G·U·M®

علمی ترین محصولات
بهداشت دهان و دندان

**YOUR
GUMS
MATTER**



WE SUPPORT
United Nation Global Compact

SPECIFIC CARE

Tongue Cleaner



زبان پاک کن

برطرف کننده باکتری های مضر سطح دهان

- برطرف کننده بوی بد دهان
- دارای دو سر برای تمیز کردن فراگیر پرزهای زبان زدودن باکتری ها، پلاک ها و باقی مانده غذاها از سطح زبان که عامل اصلی بوی بدن دهان است.
- دارای دو سر برای عملکرد دوگانه جهت تمیز کردن فراگیر
- پرزهای زبان:
- دو ردیف پرز برای تمیز کردن چین ها و شکاف های کوچک روی سطح زبان
- دو ردیف خراش دهنده:
- برای تمیز کردن کامل پلاک ها و آلودگی های جدا شده
- دسته راحت با طراحی ارگونومیک برای پشتیبانی و کنترل بیشتر در هنگام مسواک زدن

کد: ۷۶۰




Denture Brush



مسواک مخصوص دندان مصنوعی

- دارای دو سطح برای تمیز کردن فراگیر دندان مصنوعی در قسمت های رویی و زیرین
- الیاف از نوع نایلونی و بسیار محکم

کد: ۲۰۱



SPECIFIC CARE

Soft Picks



بین دندانی سافت پیکس

جایگزین مناسب نخ دندان و مسواک بین دندانی

- ماساژور ایمن لثه با پوشش فلوراید مناسب برای افزایش جریان گردش خون و استحکام لثه
- فاقد فلز و برطرف کننده پلاک میکروبی موجود در:
- بسته بندی ۳۰ عددی

کد: ۶۵۰



Clinically Proven

بر اساس تحقیقات کلینیکی دندان پزشکان آمریکایی، استفاده از سافت پیکس به تنهایی موجب ۳۳٪ کاهش بیماری های لثه پس از ۶ هفته پلاک های میکروبی می گردد.

*Yost KG, et al. Interproximal Gingivitis and Plaque reduction by Four Interdental products. J Clin Dent. 2006 ; 17(3):

Trav-ler

بین دندانی تراولر



دارای برس های بین دندانی مقاوم با اندازه های متنوع

- موجود در ۷ اندازه
- دارای پوشش کلر هگزیدین که در هر بار استفاده آن را در برابر باکتری های مضر ایمن می سازد
- قابلیت انعطاف پذیری سر مسواک تا ۹۰ درجه جهت دسترسی آسان تر به همه فضاهای دهانی
- دارای السیافی با سر مثلثی شکل ۲۵٪ پلاک میکروبی بیشتری را در مقایسه با دیگر بین دندانی ها از بین می برد
- دارای انواع سرهای مخروطی و استوانه ای شکل

کد: ۱۵۱۲ - ۱۴۱۴ - ۱۴۱۲ - ۱۳۱۴
۱۶۱۴ - ۱۶۱۲ - ۱۵۱۴



HYPERSENSITIVITY


SensiVital Brush



مسواک سنسיוیتال

- مناسب برای دندان‌های حساس و لثه‌های آسیب پذیر
- دارای الیاف سرگرد برای ایجاد حرکتی نرم و روان روی سطوح دندان
 - دارای دو گونه الیاف نرم و نازک برای تمیز کردن فراگیر دندان
 - موجود در نوع:
 - سر کوچک با الیاف بسیار نرم

کد: ۵۱۰ - ۵۰۹



Deepclean Brush



مسواک دیپ کلین

- مناسب برای دندان‌های حساس و لثه‌های آسیب پذیر
- با استفاده از تکنیک زاویه ۴۵ درجه
 - دارای دسته چهار وجهی: این طراحی ویژه سبب می شود تا مسواک در دست به گونه ای قرار بگیرد که الیاف آن دقیقاً روی زاویه صحیح مسواک زدن (۴۵ درجه) قرار گیرد
 - دارای الیاف سرگرد برای ایجاد حرکتی نرم و روان روی سطوح دندان
 - موجود در انواع:
 - سر کوچک با الیاف نرم
 - سر بزرگ با الیاف نرم

کد: ۵۲۴ - ۵۲۵



سه مرحله برای رسیدن به بهداشت کامل دهان و دندان



BRUSH



FLOSS



CUSTOM CARE



روش صحیح مسواک زدن

مسواک را به موازات شیار لثه در زاویه ۴۵ درجه قرار دهید به صورتی که الیاف مسواک همزمان با سطح دندان و شیار لثه در تماس باشند. با فشار ملایمی که بر مسواک می آورید، آن را از سمت بالا به پایین حرکت دهید، به طوری که الیاف مسواک به درستی در فواصل بین دندانی نفوذ کنند. برای تمیز کردن پشت دندان های جلویی، مسواک را در یک سمت و در حالت مایل نگه دارید. از الیاف نیمه بالایی مسواک استفاده کرده و ضربه هایی از بالا به پایین به دندان وارد کنید. مسواک را روی سطح جونده دندان قرار دهید و آن را به نرمی به عقب و جلو حرکت دهید.

روش صحیح استفاده از نخ دندان

تقریباً ۵۰ سانتی متر از نخ دندان را جدا کرده و به اندازه ۲/۵ تا ۵ سانتیمتر از آن را به دور انگشت های میانی خود بپیچید. از انگشت شست و اشاره خود برای حرکت دادن بهتر نخ دندان استفاده کنید. به نرمی، نخ دندان را به شکل شکسته (زیگزاگ) از فواصل بین دندانی عبور دهید. نخ را به سمت بالا و پایین حرکت داده و آن را از شیار لثه عبور دهید. دقت کنید که ضربه محکم به لثه وارد نشود.

روش صحیح استفاده از دهانشویه

دوبار در روز بعد از مسواک زدن ۱۵-۱۰ میلی لیتر از دهانشویه را به مدت ۳۰ ثانیه در دهان خود بگردانید. بعد از استفاده از دهانشویه دهان خود را آب نکشیده و از بلعیدن دهانشویه خودداری فرمایید.



۱. مسواک زدن:

مسواک زدن تنها ۵۰٪ پلاک های میکروبی را از بین می برد.

۲. استفاده از نخ دندان:

کشیدن نخ دندان در کنار مسواک زدن، ۷۰٪ پلاک های میکروبی را از بین می برد.

۳. مراقبت های تکمیلی (خمیر دندان، دهانشویه، مسواک بین دندانی و ...):

استفاده از محصولات تکمیلی در کنار مسواک و نخ دندان، مراقبت کامل و ۱۰۰٪ بهداشت دهان و دندان را برای شما به ارمغان می آورد.



gumbutler.ir
www.gumbutler.ir



تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش کوچه سی و سوم
پلاک ۵۶، شرکت تامین دارو تهران
۰۲۱-۸۸۸۸۵۰۰۸

CHILD CARE

Junior Brush



مسواک جونیور

مناسب گروه سنی ۷-۹ سال

- دارای گردن بلند و باریک برای دسترسی بهتر به دندان های خلفی

کد: ۹۰۲



Lightup Brush



مسواک لایت آپ کودک

مناسب گروه سنی ۶ سال به بالا

- دارای چراغ چشمک زن برای مشخص کردن زمان مسواک زدن هر ردیف دندان (۱ دقیقه)
- دارای بادکش پلاستیکی در انتهای دسته برای ثابت نگه داشتن مسواک
- این مسواک برای تشویق کودکان به مسواک زدن و لذت بردن از آن طراحی شده است

کد: ۹۰۳

GUM CARE

Travel Brush



مسواک مسافرتی

مسواک مسافرتی جهت حفظ بهداشت بیشتر

- دارای الیاف با پوشش آنتی باکتریال برای ایمن ماندن مسواک از باکتری های مضر در مدت زمان استفاده
- دسته این مسواک به عنوان درپوش آن نیز قابل استفاده است
- موجود در نوع: سر کوچک با الیاف نرم

کد: ۱۵۸



Kids Brush




مسواک کیدز

مناسب گروه سنی ۳-۶ سال

- دارای سر کوچک با الیاف نرم
- دسته گرد مسواک برای دست گرفتن آسان مسواک و کنترل بهتر آن توسط کودک طراحی شده است

کد: ۹۰۱



GUM CARE

Technic

مسواک تکنیک


مناسب برای مسواک زدن در زاویه ۴۵ درجه



°45

- دارای چیدمان منحصر به فرد الیاف:
- چیدمان دام تریوم: برای تمیز کردن زیر خط لثه که محل شروع بیماری های لثه است
- چیدمان الیاف نافذ در فضاهای بین دندانی: برای تمیز کردن فضاهای بین دندانی
- چیدمان سوپر تیپ: برای تمیز کردن نقاط دور از دسترس که الیاف عادی قادر به نفوذ در آنها نیستند، گردن بلند برای تسهیل اجرای درست تکنیک مسواک زدن
- دارای دسته چهار وجهی: این طراحی ویژه سبب می شود تا مسواک به گونه ای در دست قرار گیرد که الیاف آن دقیقاً روی زاویه صحیح مسواک (۴۵ درجه) قرار گیرد
- موجود در انواع:
 - سر کوچک با الیاف نرم
 - سر بزرگ با الیاف نرم و متوسط

کد: ۵۹۲ - ۵۹۱ - ۵۹۰



Clinically Proven

پژوهش‌های تحقیقات انجام شده در دانشگاه Louisville آمریکا در طول شش هفته استفاده از مسواک تکنیک، شاخص بیماری های لثه از ۲/۱۷۱ به ۱/۴۶۳ کاهش پیدا کرده که این به کاهش در لثه به بیماری های لثه است.

Clinical data based on a study conducted at the University of Louisville, KY 01/12-01/09

Supreme Max Brush

مسواک سوپریم مکس



- ۵۰ درصد الیاف بیشتر نسبت به سایر مسواک ها جهت پلاک برداری موثر و بیشتر
- دارای زبان پاک کن برای کمک به حذف باقیمانده مواد غذایی و باکتری های تولید کننده بوی بد دهان
- موجود در انواع:
 - سر بزرگ با الیاف نرم

کد: ۵۰۰



GUM CARE

Classic 411 Brush



مسواک کلاسیک ۴۱۱

محبوب ترین مسواک طی چهار دهه گذشته در ایران

- دارای چهار ردیف الیاف با ویژگی منحصر به فرد Dome Trim (گنبدی شکل) که بیشترین نفوذ به شیار لثه و برداشت حداکثر پلاک میکروبی را از سطوح دندانی ممکن می سازد.
- دارای Rubber Tip (پلاستیک به کار گرفته شده در انتهای دسته مسواک) به عنوان بهترین ماساژور لثه
- موجود در نوع: الیاف نرم با سر بزرگ

کد: ۴۱۱



Clinically Proven

بر اساس تحقیقات بالینی دندان پزشکان آمریکایی (C.D. Bently, J.A.Disney) این مسواک میزان التهاب لثه را تا ۴۱٪ و خونریزی لثه را تا ۴۲٪ در نواحی مجاور لثه و به دنبال آن تمام قسمت های دهان در طی ۸ هفته کاهش می دهد.

C.D. Bently, J.A.Disney: J Clin Periodontol 1995:135.22.131

Activital Brush



مسواک اکتیوایتال


مناسب برای پیشگیری از بیماری های لثه

- دارای تافت های آبی رنگ Super Tip (الیاف بلندتر سر مسواک) برای تمیز کردن نقاط دور از دسترس
- دارای تافت های سبز رنگ بیرونی برای نفوذ به نقاط بین دندانی و شیار لثه
- الیاف سبز رنگ دارای تکنولوژی انحصاری میکروبی (افزایش حجم الیاف در اثر برخورد با بزاق دهان)
- موجود در انواع:
 - الیاف نرم با سر کوچک
 - الیاف متوسط با سر کوچک

کد: ۵۸۱ - ۵۸۳

Clinically Proven

تحقیقات کلینیکی انجام شده در آمریکا بیانگر کاهش ۲۲/۷۵٪ تحلیل لثه در مدت ۸ هفته استفاده از این مسواک است.





SUNSTAR

G·U·M[®]

Dental Care Products

GUM CARE

Classic 411 Brush
Activital Brush
Technic
Supreme Max Brush
Travel Brush

CHILD CARE

Kids Brush 3 - 6
Junior Brush 7 - 9
Lightup Brush 6+

HYPER SENSITIVITY

SensiVital Brush
Deepclean Brush

SPECIFIC CARE

Soft Picks
Trav-ler
Tongue Cleaner
Denture Brush